



Дом здравља Суботица
Dom zdravlja Subotica
Szabadkai Egészségház

adresa: Petefi Šandora 7, 24000 Subotica
Odsek za javne nabavke
telefon: +381 24 645-513
fax: +381 24 645-515
e-mail: dzsunabavkaopreme@gmail.com
PIB: 105303985
matični broj: 08881294
račun: 840-766667-94 kod Uprave za trezor

Датум: 10.04.2019.
Број: 01-1415/04-19-6
Суботица

На основу чл. 63. став 3. ЗЈН („Сл. гласник РС” 124/2012,14/2015 и 68/2015), Комисија за ЈН припремила је:

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ , ПОЈАШЊЕНА И ПИТАЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ за ЈН добара у поступу ЈНОП 04/19 САНИТЕТСКИ МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ 2
Питање заинтересованог лица бр.1:

За партију 2: Игле ставка 1-9

Опис:

Игла за једнократну употребу, димензије.... израђена од нерђајућег челика SUS-304 по стандарду исо 9626/1995 са танким зидом за брзо и ефикасно давање лека.Најмање паковање игала треба да буде у боји одговарајућој конектору игле кодирана у бојама у складу са ИСО 6009/1992.

Наручилац нема права да одређује такву врсту техничких карактеристика и да одређује дизајн амбалаже понуђачима.Јер сваки понуђач има одобрење од стране Агенције за лекове и медицинска средства за своју амбалазу и каталог који ће користити.

Наиме у свакој амбалази се налази величина и боја игле коју је Наручилац захтевао конкурсном документацијом и достављањем узорака и увидом у исти Наручилац ће бити сигуран да утврди да ли је добио добро које је захтевао конкурсном документацијом.Боја дизајн и изглед саме амбалаже нема никакав утицај на сврсисходност производа нити утицај позитиван или негативан на исти.

Квалитет се може утврдити на основу достављених стандарда каталога и узорака.

На свакој амбалажи пише који је производ, које димензије и количина игала се налази у кутији (заједно са осталим информацијама битне за кориснике добра) тако да не постоји могућност забуне приликом коришћења.Сматрамо да је захтев да боја амбалазе одговара боји игала неоправдан и да озбиљно ограничава конкуренцију и нарушава начело једнакости међу понуђачима.

Стога молимо наручиоца да промени захтеве из конкурсне документације .

У поступку регистрације медицинских средстава постоје техничке карактеристике које захтева Агенција за лекове и медицинска средства а које морају да буду на паковању, као и техничке карактеристике производа које се доказују сертификатима и извештајима независних лабораторија, сертификатима произвођача и другим документима.

Правилником о обележавању унутрашњег и спољњег паковања медицинских средстава јасно је прописано које елементе мора да садржи свако паковање медицинског средства. Поменути Правилником нигде није прецизирано да унутрашње и спољашње паковање мора бити обележено бојом у складу са међународном стандардом због брже и прецизније идентификације игала. Добра регистрована према Правилнику о обележавању унутрашњег и спољњег паковања медицинских средстава који је прописан од стране АЛИМС-а, у потпуности задовољавају потребе Наручиоца.

Одговор Комисије бр. 1:

Комисија уважава примедбу заинтересованог лица, и врши измену Конкурсне документације.

Комисија доноси одлуку да измени Конкурсну документацију у делу Образац понуде и структура цене за партију бр. 2, тако што уместо текста:

Ре бр	НАЗИВ ДОБРА	ЈЕДИ НИ ИЦ А МЕ РЕ	ЈЕДИ НИ ЧНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ	Укупно							
			ДИН	КОЛИ ЧИНА	ВРЕДН ОСТ БЕЗ ПДВ	СТО ПА ПДВ	ЈЕДИ НИЧН А ЦЕНА СА ПДВ	УКУПН А ВРЕДН ОСТ СА ПДВ	Број решења АЛИМС-а	ПРОИЗВО ЂАЧ	
1	Игла за једнократну употребу, димензија 0,45x12 мм, направљена од нерђајућег челика СУС-304 по стандарду ИСО 9626/1995 са танким зидом за брзо и ефикасно давање лека. Најмање паковање игала треба да буде у боји одговарајућој конектору игле-кодирана у бојама у складу са ИСО 6009/1992. Напомена: Доставити узорак (најмање паковање 100 ком). Доставити сертификат анализе са назначеном дебелином зида.	кома д		24.000							
2	Игла за једнократну употребу, димензија 0,5x16 мм, направљена од нерђајућег челика СУС-304 по стандарду ИСО 9626/1995 са танким зидом за брзо и ефикасно давање лека. Најмање паковање игала треба да буде у боји одговарајућој конектору игле-кодирана у бојама у складу са ИСО 6009/1992. Напомена: Доставити узорак (најмање паковање 100 ком). Доставити сертификат анализе са назначеном дебелином зида.	кома д		8.000							
3	Игла за једнократну употребу, димензија 0,5x25 мм, направљена од нерђајућег челика СУС-304 по стандарду ИСО 9626/1995 са танким зидом за брзо и ефикасно давање лека. Најмање паковање игала треба да буде у боји одговарајућој конектору игле-кодирана у бојама у складу са ИСО 6009/1992. Напомена: Доставити узорак (најмање паковање 100 ком). Доставити сертификат анализе са назначеном дебелином зида.	кома д		6.000							

4	Игла за једнократну употребу, димензија 0,6x25 мм, направљена од нерђајућег челика СУС-304 по стандарду ИСО 9626/1995 са танким зидом за брзо и ефикасно давање лека. Најмање паковање игала треба да буде у боји одговарајућој конектору игле-кодирана у бојама у складу са ИСО 6009/1992. Напомена: Доставити узорак (најмање паковање 100 ком). Доставити сертификат анализе са назначеном дебелином зида.	кома д			24.000					
5	Игла за једнократну употребу, димензија 0,7x40 мм, направљена од нерђајућег челика СУС-304 по стандарду ИСО 9626/1995 са танким зидом за брзо и ефикасно давање лека. Најмање паковање игала треба да буде у боји одговарајућој конектору игле-кодирана у бојама у складу са ИСО 6009/1992. Напомена: Доставити узорак (најмање паковање 100 ком). Доставити сертификат анализе са назначеном дебелином зида.	кома д			500					
6	Игла за једнократну употребу, димензија 0,8x40 мм, направљена од нерђајућег челика СУС-304 по стандарду ИСО 9626/1995 са танким зидом за брзо и ефикасно давање лека. Најмање паковање игала треба да буде у боји одговарајућој конектору игле-кодирана у бојама у складу са ИСО 6009/1992. Напомена: Доставити узорак (најмање паковање 100 ком). Доставити сертификат анализе са назначеном дебелином зида.	кома д			70.000					
7	Игла за једнократну употребу, димензија 0,9x40 мм, направљена од нерђајућег челика СУС-304 по стандарду ИСО 9626/1995 са танким зидом за брзо и ефикасно давање лека. Најмање паковање игала треба да буде у боји одговарајућој конектору игле-кодирана у бојама у складу са ИСО 6009/1992. Напомена: Доставити узорак (најмање паковање 100 ком). Доставити сертификат анализе са назначеном дебелином зида.	кома д			50.000					
9	Игла за једнократну употребу, димензија 1,2x40 мм, направљена од нерђајућег челика СУС-304 по стандарду ИСО 9626/1995 са танким зидом за брзо и ефикасно давање лека. Најмање паковање игала треба да буде у боји одговарајућој конектору	кома д			12.000					

игле-кодирана у бојама у складу са ИСО 6009/1992. Напомена: Доставити узорак (најмање паковање 100 ком). Доставити сертификат анализе са назначеном дебелином зида.									
УКУПНО									

Уписује следећи текст:

Ре бр	НАЗИВ ДОБРА	ЈЕДИ НИЦ А МЕРЕ	ЈЕДИ НИЧН А ЦЕНА БЕЗ ПДВ		Укупно					
			ДИН	КОЛИ ЧИНА	ВРЕДН ОСТ БЕЗ ПДВ	СТОП А ПДВ	ЈЕДИ НИЧН А ЦЕНА СА ПДВ	УКУПН А ВРЕДН ОСТ СА ПДВ	Број решења АЛИМС-а	ПРОИЗВОЂА Ч
1	Игла за једнократну употребу, димензија 0,45x12 мм, направљена од нерђајућег челика СУС-304 по стандарду ИСО 9626/1995 са танким зидом за брзо и ефикасно давање лека. Доставити сертификат анализе са назначеном дебелином зида. Доставити узорак. Паковање 100 ком.	кома д		24.000						
2	Игла за једнократну употребу, димензија 0,5x16 мм, направљена од нерђајућег челика СУС-304 по стандарду ИСО 9626/1995 са танким зидом за брзо и ефикасно давање лека. Доставити сертификат анализе са назначеном дебелином зида. Доставити узорак. Паковање 100 ком.	кома д		8.000						
3	Игла за једнократну употребу, димензија 0,5x25 мм, направљена од нерђајућег челика СУС-304 по стандарду ИСО 9626/1995 са танким зидом за брзо и ефикасно давање лека. Доставити сертификат анализе са назначеном дебелином зида. Доставити узорак. Паковање 100 ком.	кома д		6.000						
4	Игла за једнократну употребу, димензија 0,6x25 мм, направљена од нерђајућег челика СУС-304 по стандарду ИСО 9626/1995 са танким зидом за брзо и ефикасно давање лека. Доставити сертификат анализе са назначеном дебелином зида. Доставити узорак. Паковање 100 ком.	кома д		24.000						

5	Игла за једнократну употребу, димензија 0,7x40 мм, направљена од нерђајућег челика СУС-304 по стандарду ИСО 9626/1995 са танким зидом за брзо и ефикасно давање лека. Доставити сертификат анализе са назначеном дебелином зида. Доставити узорак. Паковање 100 ком.	кома д		500					
6	Игла за једнократну употребу, димензија 0,8x40 мм, направљена од нерђајућег челика СУС-304 по стандарду ИСО 9626/1995 са танким зидом за брзо и ефикасно давање лека. Доставити сертификат анализе са назначеном дебелином зида. Доставити узорак. Паковање 100 ком.	кома д		70.000					
7	Игла за једнократну употребу, димензија 0,9x40 мм, направљена од нерђајућег челика СУС-304 по стандарду ИСО 9626/1995 са танким зидом за брзо и ефикасно давање лека. Доставити сертификат анализе са назначеном дебелином зида. Доставити узорак. Паковање 100 ком.	кома д		50.000					
9	Игла за једнократну употребу, димензија 1,2x40 мм, направљена од нерђајућег челика СУС-304 по стандарду ИСО 9626/1995 са танким зидом за брзо и ефикасно давање лека. Доставити сертификат анализе са назначеном дебелином зида. Доставити узорак. Паковање 100 ком.	кома д		12.000					
				УКУП					

Комисија такође доноси одлуку да измени конкурсну документацију на страни 11/45, тако што уместо текста: „Питања је пожељно да шаљу на е-маил адресу: domzdravljasu@googlemail.com“, уписује следећи текст: „Питања је пожељно да шаљу на е-маил адресу: dzsunabavkaopreme@gmail.com“

Комисија Дома здравља у Суботици за ЈНОП 04/19

Рожа Гутвеин, мр фармације
Слободанка Радуловић, дипл. правница
Мира Тиквицки, економиста
Мелинда Тот Демек, струковна медицинска сестра
Љиљана Миљачки, прим. др сци.мед-спец-О.М.
Хедвига Лајко, медицинска сестра
Маја Живановић, службеник за јавне набавке

Објављено:
-Порталу ЈН
-сајту Дома здравља